

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ จัดหาน้ำยาซักผ้าสำหรับผู้ป่วย ประจำปี ๕๔

ลำดับ	รายการ	นับ	จำนวน	หมายเหตุ
1	น้ำยาซักผ้า ขนาด 20 ลิตร	ถัง	450	
	<u>รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ</u>			
	น้ำยาซักผ้า (ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว (liquid laundry detergent product))			
	<u>ลักษณะทั่วไป</u>			
	- เป็นของเหลวเนื้อเดียวกัน ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็น			
	<u>คุณสมบัติ</u>			
	- มีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิว มีเอ็นไซม์โปรทีเอส ไม่น้อยกว่า 0.25% มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบโปรตีน น้ำมัน ไม่เป็นอันตรายต่อเส้นใย ทั้งผ้าสีและผ้าขาว หรือเคมีภัณฑ์อื่นที่สามารถ แสดงคุณสมบัติในการขจัดคราบ โปรตีน น้ำมัน โดยผู้เสนอราคา ต้องแสดงหลักฐานที่เชื่อถือได้			
	<u>ลักษณะทางเคมี</u>			
	- ความเป็นกรด - ด่าง เมื่อทำเป็นสารละลาย 0.01 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรต้องไม่เกิน 11.0 การละลาย ในน้ำต้องละลายตัวได้หมด			
	<u>ลักษณะการใช้งาน</u>			
	- ใช้กับเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ			
	<u>ผลทดสอบให้เป็นไปตาม</u>			
	- มอก.1745 ของ สมอ. หรือ วอส.ของ อย.บ16			
2	น้ำยาขจัดคราบ ขนาด 20 ลิตร			
	<u>น้ำยาขจัดคราบ (สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (sodium hypochlorite solution))</u>			
	<u>ลักษณะทั่วไป</u>			
	- เป็นของเหลวเนื้อเดียวกัน สี เหลืองอมเขียว ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้			
	<u>คุณสมบัติ</u>			
	- เหมาะสำหรับใช้กับผ้าขาว			
	<u>ลักษณะทางเคมี</u>			
	- อะวเลจเบิลคลอรีน (available chlorine) ไม่น้อยกว่า 10%			
	<u>ลักษณะการใช้งาน</u>			
	- ใช้กับเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ			

**บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ จัดหาน้ำยาซักผ้าสำหรับผู้ป่วย ประจำปี ๕๔**

ลำดับ	รายการ	นับ	จำนวน	หมายเหตุ
	ผลทดสอบให้เป็นไปตาม			
	- มอก.225 ของ สมอ.หรือ วอส. ของ อย.			
3	น้ำยาปรับผ้านุ่ม ขนาด 20 ลิตร			
	<u>ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม (fabric softener)</u>			
	ลักษณะทั่วไป			
	- เป็นของเหลวเนื้อเดียวกัน ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้			
	คุณสมบัติเพิ่มเติม			
	- เป็นกลุ่มประจุบวก (cation) ช่วยให้เส้นใยของผ้านุ่มและฟูขึ้น ทำให้ผ้านุ่ม ไม่หยาบกระด้าง และขจัดปัญหาผ้าลืบทิตตัว			
	ลักษณะทางเคมี			
	- เสถียรภาพต่อการเก็บ สีและกลิ่นไม่เปลี่ยนแปลงไม่แยกชั้น			
	ลักษณะการใช้งาน			
	- ใช้กับเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ			
	-----หมดรายการ-----			
	<b>รวม 3 รายการ</b>			

ตรวจถูกต้อง

ร.อ.

(สงวน      สุนะเทพ)

ประจำแผนก ผกบ.กอร.พ.ค่ายสุรนารี